

Artikel / Item / Artikel

Netti Smart / Netti Stabil / Netti Super Stabil 50 Et 60 cm

- N**
1. Baksiden av ryggen har to rader med nummererte halvmåner.
 2. Monter ryggen på rullestolens velcro. Påse at ryggen monteres i samme posisjon på begge sider, mot overkant av ryggens velcro. Det hvite feltet kan eventuelt merkes med penn for korrekt posisjonering etter vedlikehold.
 3. A. Fell opp den nedre flip. B. Fell ned den øvre flip.
 4. Ved bruk av 60 cm rygg og ryggforlenger, dras den øvre flip ut nedenfor ryggforlengerens nedre kant.

- GB**
1. The backside of the backrest has two rows with numbered half moons.
 2. Mount the backrest onto the velcro in the wheelchair. Check that the backrest is mounted in the same position on both sides against the top edge of the wheelchair velcro. The white area can be marked with a pen to ensure correct position after removal for maintenance.
 3. A. Attach the lower flip to the wheelchair velcro.
B. Attach the top flip to the wheelchair velcro.
 4. When using 60 cm backrest with backrest extender, put the top flip out under the lower edge of the extender velcro.

- DE**
1. Am Rücken hinten befinden sich 2 Reihen mit nummerierten Halbmonden.
 2. Schlagen Sie den oberen Überwurf des Kissenbezuges nach vorne und platzieren Sie das Rückenkissen mittels der Halbmonde horizontal auf den einstellbaren Gurtrücken. Auf der weißen Fläche der Halbmonde können Sie mit einem Stift die Platzierungs-Position markieren, um bei einer eventuellen Entfernung des Rücken-kissens, die Position leicht wieder finden zu können.
 3. A. Klappen Sie nun den unteren Überwurf des Kissens gegen den einstellbaren Gurtrücken und fixieren Sie diesen mittels der angenähten Klettstreifen.
B. Schlagen Sie nun den oberen Überwurf des Kissens nach hinten zurück und fixieren Sie diesen mittels der angenähten Klettstreifen. Der einstellbare Gurtrücken ist nun verdeckt.
 4. Bei Anwendung eines Kissens mit Rückenhöhe 60 cm und Rückenverlängerung stecken Sie den oberen Überwurf in den Spalt zwischen dem Rückenverlängerungs-Velcro und dem einstellbaren Rückengurt.

- DK**
1. Bagsiden af ryggen har to mærkater med nummereret halvmåne.
 2. Montér ryggen på kørestolens velvros. Vær opmærksom på at ryggen monteres i samme position med overkanten af ryggens velcro. Det hvide felt kan eventuelt markeres med en pen for korrekt positionering efter vedligeholdelse.
 3. A. Fastgør den nedre flip. B. Fastgør den øvre flip.
 4. Ved brug af 60 cm ryg og rygforlænger, trækkes den øvre flip ud under rygforlængerens nedre kant.

- SE**
1. På baksidan av ryggen finns två rader med numrerade halvmånar.
 2. Montera ryggen på rullstolens kardborreband. Observera att ryggen skall monteras i samma höjd på båda sidor. När halvmånarna hamnar på samma nivå garanteras horisontellt läge. Det vita området kan eventuellt märkas med penna för korrekt position, efter exempelvis tvätt.
 3. A. Vik upp det nedre överdraget (flip).
B. Vik ned det övre överdraget (flip).
 4. Vid användning av 60 cm rygg och ryggförlängning, dras det övre överdraget (flip) ut nedanför ryggförlängarens nedre kant.



Artikel / Item / Artikel

Netti Smart / Netti Stabil / Netti Super Stabil 50 & 60 cm

- IT**
1. La parte posteriore dello schienale presenta due file laterali di mezze lune numrate.
 2. Fissare lo schienale sulla carrozzina con il velcro. Controllare che lo schienale sia fissato sul velcro nella stessa posizione da entrambi i lati, nella parte superiore. E' possibile contrassegnare con un penna la zona bianca per garantire un corretto posizionamento dello schienale in caso di rimozione per motivi di manutenzione.
 3. A. Fissare il rivestimento di copertura inferiore sul velcro della carrozzina.
B. Fissare il rivestimento di copertura superiore sul velcro della carrozzina.
 4. Nel caso venga utilizzato uno schienale alto 60 cm insieme ad un'estensione per lo schienale, far passare il rivestimento di copertura superiore sotto l'estensione dello schienale.
- FR**
1. La partie arrière du coussin de dossier présente deux série de « demi lune » numérotées.
 2. Installer le coussin de dossier au dessus des sangles réglable en tension. Vérifier que le coussin de dossier est à hauteur identique des deux côtés contre la partie supérieure des sangles velcro. Les parties blanches peuvent être marquées au moyen d'un stylo afin de repérer la bonne position en hauteur du coussin de dossier, ce qui peut être utile au cas ou le dossier est retiré, par exemple pour son lavage.
 3. A. Fixer le rabat inférieur du dossier en le faisant passer sous les sangles de dossier du Fauteuil.
B. Fixer le rabat inférieur du dossier en le faisant passer au dessus des sangles de dossier du Fauteuil.

3A



3B



4

